

ARGAMASSA COLANTE CURA RÁPIDA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Argamassa colante indicada para o assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e azulejos, em áreas internas e externas, com liberação rápida de 3 h, produto elaborado à base de areia classificada, cargas minerais, cimento aluminoso e aditivos especiais; possui alto teor de aderência e deve ser aplicada sobre contra piso ou reboco, com cura de pelo menos 7 dias.

PREPARO DO PRODUTO

Para cada 3,5 volumes de argamassa, adicionar 1 volume de água limpa, ou 4,8 litros de água por cada saco de 20 kg, proceda a mistura até obter uma massa homogênea e pastosa. Logo após a mistura inicie a aplicação do produto, preparando quantidade suficiente para a utilização no período de 30 minutos, evitando deixar o caixote de Argamassa exposto ao sol.

APLICAÇÃO

Inicie a aplicação com uma fina camada de argamassa com o lado liso da desempenadeira de denteada, aplique outra camada para que a argamassa atinja uma espessura de aproximadamente 8 mm, passar o lado denteado da desempenadeira, retirando o excesso de argamassa e formando sulcos paralelos de 8 mm (seis), assente o revestimento e pressione as peças para que haja uma perfeita adesão da argamassa. Em revestimentos com dimensões maiores que 40X40 cm, recomendamos a dupla colagem, ou seja, adicionar argamassa no verso do revestimento cerâmico, eliminando assim os espaços vazios. Os trabalhos com rejuntamento poderão ser iniciados 24 (vinte e quatro) horas após a aplicação do revestimento, em paredes, os sulcos da argamassa deverão ser feitos na horizontal.

Observação: Conforme indicação este tipo de Argamassa, deve ter tempo em aberto de no máximo 10 minutos, evitar abrir panos grandes para que a Argamassa obtenha boa aderência no tardo dos revestimentos.

CONSUMO APROXIMADO

De 5 à 7 Kg por m², com desempenadeira de 8 x 8.

EMBALAGEM

Saco plástico valvulado de 20Kg.

ESTOCAGEM

Pode ser armazenado por até 180 (cento e oitenta) dias após a fabricação, desde que mantido em local seco e arejado com empilhamento máximo de 10 sacos.

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico sejam seguidas, para que o produto alcance todas as características técnicas necessárias.



ARGAMASSA COLANTE CURA RÁPIDA